

# CÓMO USAR

# LAS PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19 EN EL HOGAR

Las pruebas rápidas pueden ayudar a informar nuestras decisiones, para poder evitar la propagación de la COVID y atendernos cuanto antes.

Las pruebas rápidas, o antígenos, producen resultados en 15 minutos y están aprobadas todos 2+ años.

Si le es posible, hágase una segunda prueba en unos cuantos días, porque las pruebas rápidas no son tan precisas como las pruebas RCP.

1

Cerciórese de que el sello esté intacto. Abra el paquete y lea las instrucciones.

2

Organice las partes a la derecha. Primero, abra el cartucho y colóquelo horizontal.

3

Use el aplicador para agregar la cantidad de gotas indicadas en la sección marcada del cartucho.

4

Abra el contenedor del hisopo nasal e introduzca el hisopo en cada fosa nasal  $\frac{3}{4}$  de pulgada. Ambas veces, gire el hisopo varias veces y luego pongalo en el cartucho.

5

Selle su muestra y siga las instrucciones incluidas. Después de 15 minutos, chequee el cartucho y consulte la clave incluida para determinar sus resultados.

cartucho

hisopo nasal

aplicador

